



检测报告

项目名称:

废水检测

委托单位:

深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)

单位地址:

深圳市南山区高新中二道28号

受检单位:

深圳市药品检验研究院 (深圳市医疗器械检测中心)

报告编写: 朱凤燕

审 核: 范江军

签 发: 邓乐勇

日 期:

签发人职务职称: ☒ 技术负责人 / ☒ 高级工程师 / ☐ 工程师

深圳市华保科技有限公司



报 告 声 明

- 1、本报告涂改无效, 无编写人、审核人、签发人签字无效。
- 2、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效; 本报告未加盖 CMA 或 CNAS 章时, 仅限于内部参考, 不具有对社会的证明作用。
- 3、未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
- 4、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 5、本报告检测结果只代表检测时的生产工况下的排放状况, 排放限值标准由客户提供。
- 6、不可重复性试验、不能进行复检的样品和项目, 本公司不受理复检申请, 客户应放弃异议权利。
- 7、本报告只对采样/送样样品负检测技术责任。检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果、本机构不承担任何经济和法律責任。
- 8、对本报告有疑议, 请在收到报告十五日内与本公司联系。

本公司通讯资料:

深圳市华保科技有限公司

网站: www.hbcma.com 电子邮箱: Huabao@dongjiang.com.cn

注册地址: 深圳市南山区科技园北朗山路9号东江环保大楼9楼

沙井实验室: 深圳市宝安区沙井镇共和工业大道蚝二共和工业区东江环保沙井处理基地

龙岗实验室: 深圳市龙岗区坪地街道年鹏路8号厂房4三楼、四楼

投诉电话: 0755-26911239

业务电话: 0755-86676046

邮政编码: 518055

深圳市华保科技有限公司

ShenZhen Huabao Technology Co.,Ltd

Tel | 0755-86676046 Web | www.hbcma.com Zip | 518055 E-mail | Huabao@dongjiang.com.cn
地址 | 深圳市高新技术产业园北朗山路中9号东江环保大楼9楼 ADD | Dongjiang Environmental Building.No.9 Langshan Road,
High-Tech Industrial Park,Shenzhen,P.R.China

检测信息

一、检测概况

受检单位	深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）		
受检地址	深圳市南山区高新中二道28号		
采样时间	2022年04月06日	分析时间	2022年04月06日~11日
采样人员	郝磊、尹涛		
本报告 检测场所	☒ 沙井实验室 ☐ 龙岗实验室		
分析人员	郝磊、尹涛、陈俊燕、南文文、陈析伶、冯秀雯、赵剑		

二、检测方法及仪器

检测项目	检测方法名称及编号	仪器型号及名称	最低检出限
pH值	电极法 HJ 1147-2020	HQ40d型 便携式多参数测定仪	—
电导率	电导率仪法（B） 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）（2002）3.1.9（2）	DDS-307A型 电导率仪	—
化学需氧量	重铬酸盐法 HJ 828-2017	SCOD-100型 标准COD消解器	4 mg/L
六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	UV-1900i型紫外 可见分光光度计	0.004 mg/L
阴离子表面 活性剂	亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	UV-1800型紫外 可见分光光度计	0.05 mg/L
总铬	电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	Optima 8300型 电感耦合等离子体发射 光谱仪	0.03 mg/L
总铜			0.04 mg/L
总锌			0.009 mg/L
总铅			0.05 mg/L

三、 检测结果

单位: mg/L (pH值为无量纲, 电导率为 $\mu\text{S}/\text{cm}$)

检测点位名称	样品状态	样品编号	检测项目	检测结果
工业废水	无色, 微弱气味, 无浮油, 液体	—	pH值	7.2
		WS2240671A0004	电导率	323
		WS2240671A0001	化学需氧量	58
		WS2240671A0002	六价铬	0.004 (L)
		WS2240671A0003	总铬	0.03 (L)
			总铜	0.04 (L)
			总铅	0.05 (L)
			总锌	0.058
		WS2240671A0005	阴离子表面活性剂	0.10

备注: 检测结果小于检出限或未检出以“检出限 (L)”表示。

报告结束